

El otoscopio **EliteVue** marca la pauta.

El **EliteVue** ofrece el doble de campo de visión y un 66 % más de aumento que los otoscopios estándar*.

El **EliteVue** ofrece una visión significativamente mejorada del conducto auditivo y la membrana timpánica, lo que permite un diagnóstico más eficaz y mejores resultados para el paciente. Adecuado para la iluminación de la garganta.


- › Iluminación LED de alto rendimiento (4000 Kelvin, CRI = 92)
- › Más de 5 aumentos
- › Doble campo de visión
- › Vista completa de la membrana timpánica
- › Óptica de cristal de alto rendimiento con reflexión optimizada
- › Rueda para ajustar la profundidad focal
- › Dispositivo de expulsión de espéculos de fácil manejo SpecEjec en la parte posterior del otoscopio para evitar la contaminación
- › Apto para otoscopia neumática (suministrado sin bola)
- › Una amplia gama de opciones de alimentación eléctrica: como parte de una estación de diagnóstico, con pilas o con empuñadura recargable.

El **EliteVue** es compatible con las empuñaduras y las fuentes de alimentación **ri-scope® L** así como con la estación de diagnóstico de pared **ri-former**.

Datos técnicos*

	EliteVue	ri-scope® L
Campo de visión, Ø	11 mm (0.43 in)	5.5 mm (0.21 in)
Aumento	x5	x3

* A una distancia de 15 mm (0.59 in) entre el punto de referencia y la punta distal del espéculo.



10510	Cabezal EliteVue , LED 2,5 V
10511	Cabezal EliteVue , XL 2,5 V
10512	Cabezal EliteVue , LED 3,5 V
10512-301	Cabezal EliteVue , LED 3,5 V con seguridad antirrobo
10513	Cabezal EliteVue , XL 3,5 V
10513-301	Cabezal EliteVue , XL 3,5 V con seguridad antirrobo
2200-204	Set de otoscopio EliteVue , LED 2,5 V con empuñadura C para 2 pilas alcalinas
2200-202	Set de otoscopio EliteVue , XL 2,5 V con empuñadura C para 2 pilas alcalinas
2200-203	Set de otoscopio EliteVue , LED 3,5 V con empuñadura C para 1 batería de iones de litio
2200-201	Set de otoscopio EliteVue , XL 3,5 V con empuñadura C para 1 batería de iones de litio
2210-204	Set L2 de otoscopio/ofthalmoscopio EliteVue , LED 2,5 V con empuñadura C para 2 pilas alcalinas
2210-202	Set L2 de otoscopio/ofthalmoscopio EliteVue , XL 2,5 V con empuñadura C para 2 pilas alcalinas
2210-203	Set L2 de otoscopio/ofthalmoscopio EliteVue , LED 3,5 V con empuñadura C para 1 batería de iones de litio
2210-201	Set L2 de otoscopio/ofthalmoscopio EliteVue , XL 3,5 V con empuñadura C para 1 batería de iones de litio
2211-203	Set de otoscopio EliteVue , LED 3,5 V con empuñadura C para 1 batería de iones de litio, cargador enchufable
2212-203	Set de otoscopio/ofthalmoscopio EliteVue , LED 3,5 V con 2 empuñaduras C para 2 baterías de iones de litio y cargador de escritorio

Visite **riester.de** para más información