

sphygmotensiophone



Altísima precisión y **elevada funcionalidad**: nuestro tensiómetro de 2 tubos. La carcasa metálica cromada del manómetro está montada de forma fija en el brazalete, siempre visible y ocupando poco espacio. **El brazalete de algodón de alta calidad con aplicaciones de cuero artificial** presenta un puente metálico para pasar el brazalete. Esto permite una medición segura, sencilla y precisa en todo momento. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia „LF“).

- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece.
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg.
- Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg.
- Escala de fácil lectura de Ø 49 mm, perfectamente legible hasta 300 mm Hg.
- Incluye una bolsa acolchada de nylon con cremallera.

Ø 49 mm, brazalete con puente, 2 tubos

burdeos

- Brazalete de velcro, adultos **No. 1380**
- Brazalete de velcro, niños **No. 1381**
- Brazalete de velcro, lactantess **No. 1382**

