


exacta®



BIHS



Este clásico esfigmomanómetro de doble tubo se ha mejorado aún más y se ha reducido su peso. También está disponible opcionalmente en versión sin látex (indique LF para "sin látex" al realizar el pedido). Esfigmomanómetro de precisión de alta calidad, modelo de doble tubo, con carcasa metálica lacada en negro.

- › Abrazadera de metal inoxidable para enganchar el manómetro al manguito.
- › Válvula de purga de aire de precisión con ajuste preciso y sin desgaste.
- › El microfiltro protege la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- › Diseño para una mejor legibilidad de los valores.
- › Escala lineal ø 49 mm de 0 a 300 mmHg.
- › Pera de látex para inflar el manguito.
- › Tolerancia máxima de error ± 3 mmHg.
- › En estuche de vinilo con cremallera.
- › Amplia selección de manguitos de diferentes tamaños y versiones.
- › Aprobado por la validación BIHS

1350-100	manómetro exacta® sin manguito	1350	exacta®, manguito de velcro (adulto)
1350-102	exacta®, manguito con cinta (adulto)	1350-130	exacta®, manguito de velcro (niño)
1350-105	exacta®, manguito con gancho (adulto)	1350-123	exacta®, manguito de velcro (grande, adulto)

Visite **riester.de** para más información