

Riester

minimus® II

CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL

Máxima precisión para toda la vida.



↓ BIHS



Robusto, fácil de manejar, con una calidad nunca vista. La unión atornillada cromada del tubo en la parte superior y la empuñadura ergonómica en forma de cuchara garantizan que **minimus® II** pueda manejarse sin obstáculos en cualquier momento. También disponible opcionalmente en versión sin látex (al hacer el pedido, indique LF para "sin látex").

- › Esfigmomanómetro compacto, de un tubo, escala graduada
- › Carcasa metálica cromada, altamente pulida y resistente, con anillo metálico, protegida contra la corrosión
- › Pera de látex con válvula de purga de aire cromada
- › Base de válvula metálica
- › Válvula de purga de aire de precisión con ajuste preciso y sin desgaste
- › El microfiltro protege la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- › Empuñadura en forma de cuchara de acero inoxidable
- › Conector metálico para un cambio sencillo y rápido de los manguitos
- › Tolerancia máxima de error ± 3 mmHg
- › Escala lineal de aluminio $\varnothing$ 49 mm, fácilmente legible hasta 300 mmHg
- › En estuche de vinilo con cremallera
- › Amplia selección de manguitos de diferentes tamaños y versiones
- › Diafragma de cobre y berilio especialmente templado, casi sin envejecimiento
- › Aprobado por la validación BIHS

1312-100	manómetro minimus® II, sin manguito	1312	minimus® II, manguito de velcro (adulto)
1310	minimus® II, manguito con cinta (adulto)	1312-122	minimus® II, manguito de velcro (grande, adulto)
1311	minimus® II, manguito con gancho (adulto)	1312-129	minimus® II, manguito de velcro (niño)

Visite **riester.de** para más información