



Esfigmomanómetro aneroide de mano, portátil, del tamaño de la palma de la mano, con válvula de liberación de aire situada en el centro que permite su manejo con la mano izquierda o derecha. El control preciso con la yema del dedo es ideal para la automedición con estetoscopio integrado disponible. Disponible en colores gris pizarra, azafrán, verde y azul. Con múltiples configuraciones de manguito diferentes disponibles para satisfacer sus necesidades.

- Conexión de tubo a presión en la parte superior del manómetro para medir la tensión arterial sin obstáculos.
- Pera sin látex para inflar el manguito.
- La válvula de liberación de presión de precisión puede regularse con exactitud mediante la presión de los dedos sin desgaste.
- Amplia selección de manguitos de tubo único de diferentes tamaños y versiones.
- Versión con estetoscopio integrado disponible.
- Escala lineal \varnothing 64 mm de 0 a 300 mmHg.
- Tolerancia máxima de error ± 3 mmHg.
- Microfiltro para una mayor durabilidad.
- En bolsa de nailon acolchada con cremallera.
- Membranas especiales de cobre y berilio endurecido, prácticamente sin desgaste.
- Manguito con práctica correa para tirar a través.
- Aprobado por la validación BIHS.

1512-100	Manómetro ri-san® , gris pizarra, sin manguito	1527-100	Manómetro ri-san® , verde, sin manguito
1522-100	Manómetro ri-san® , azafrán, sin manguito	1517-100	Manómetro ri-san® , azul, sin manguito
511-02	Estetoscopio ri-san® gris pizarra, duplex®	511-03	Estetoscopio ri-san® azul, duplex®
1444-141	ri-san® gris pizarra, 1 tubo con estetoscopio, manguito de velcro (adulto), correa para tirar a través	1443-141	ri-san® azul, 1 tubo con estetoscopio, manguito de velcro (adulto), correa para tirar a través

* Para más información, póngase en contacto con su distribuidor Riester.

Visite riester.de para más información